

Termékkatalógus

Fogorvosi anyagok

Giving a hand to oral health.

TARTALOMJEGYZÉK

1.1	ADHEZÍV RENDSZEREK / TÚLÉRZÉKENYSÉG KEZELÉSE	
	Gluma Desensitizer	2.
1.2	ADHEZÍV RENDSZEREK / SAV	
	Gluma Etch	3.
1.3	ADHEZÍV RENDSZEREK / BONDOK	
	Gluma 2Bond	4.
	Gluma Self Etch	5.
	Gluma Bond Universal	6.
2.1	TÖMŐANYAGOK / FOLYÉKONY KOMPOZIT	
	Charisma Flow	7.
2.2	TÖMŐANYAGOK / KOMPOZITOK	
	Charisma Classic	8-9.
	Charisma Topaz	10-11.
	Charisma Diamond	12-13.
2.3	TÖMŐANYAGOK / KIEGÉSZÍTŐK	
	Charisma EasyShine	14.
	Translux Wave	15.
3.1	LENYOMATANYAGOK / A-SZILIKON	
	Variotime	16-19.
3.2	LENYOMATANYAGOK / C-SZILIKON	
	Optosil / Xantopren	20-21.
3.3	LENYOMATANYAGOK / HARAPÁSRÖGZÍTŐ	
	Variotime Bite	22.
3.4	LENYOMATANYAGOK / ALGINÁTOK	
	Alginoplast / Xantalgin	23.
4.1	IDEIGLENES ANYAGOK	
	DENTALON Plus	24.
	PreVISION Cem	25.
5.1	RÖNTGEN / INTRAORÁLIS RÖNTGENFILM	
	Agfa Dentus E-Speed	26.
5.2	RÖNTGEN / KIEGÉSZÍTŐK	
	Agfa Dentus / Vegyszerek	27.
6.1	HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉS / EGYSZERHASZNÁLATOS STERIL KANÜLÖK	
	Sopira carpule	28.

1.1 ADHEZÍV RENDSZEREK / TÚLÉRZÉKENYSÉG KEZELÉSE


GLUMA® DESENSITIZER TÚLÉRZÉKENYSÉG KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ OLDAT

Indikációs terület:

- Fognyaki kopások, amelyek még nem igénylik az invazív beavatkozásokat
- A fogak preparálása után kialakuló posztoperatív érzékenység megelőzésére és csökkentésére

Előnyök:

- Csökkenti az érzékenységet
- Hatékony
- Adhezív rendszerekkel együtt is használható
- Penetrál a dentintubulusokba, nem képez filmréteget a foganyag felszínén, ezért indirekt pótlások készítése során is alkalmazható
- Klinikailag bizonyítottan 12 hónapon keresztül hatásos
- Nem szükséges megvilágítani fotopolimerizációs lámpával



TERMÉKEK

GLUMA DESENSITIZER

Utántöltő

Tartalom

1 x 5 ml üveg

Cikkszám

6600 3764

REALITY
Five Star Award



1.2 ADHEZÍV RENDSZEREK / SAV

GLUMA® ETCH 35%- OS ORTOFOSZFORSAV GÉL

Indikációs terület:

Zománc és zománc/dentin savval történő előkészítése a "total-etch" technikával alkalmazott adhezív rendszer applikálása előtt.

- Kompozit és kompomer restaurátumok
- Indirekt restaurátumok (inlayek, koronák, hidak, héjak)
- Barázdazárók

Előnyök:

- Egyszerűen használható és pontosan applikálható
- Könnyen elkülöníthető a foganyagtól

TERMÉKEK

GLUMA ETCH 35 GEL

Utántöltő

Tartalom

2 x 2,5 ml fecskendő
25 db kanül

Cikkszám

6600 0130



1.3 ADHEZÍV RENDSZEREK / BONDOK

GLUMA® 2BOND 5. GENERÁCIÓS BOND

Indikációs terület:

- Adhezív rögzítése direkt kompozit és kompomer restaurációknak
- Adhezív rögzítése indirekt kompozit és kerámia restaurációknak
- Fogak túlérzékenységének csökkentése

Előnyök:

- Kifejezett hatékonyság egyedi összetételének köszönhetően
- Egy réteg applikálása után végbemegegy a primer és az adhezív penetrációja és csökkenti a túlérzékenységet
- Nagyobb biztonság: kimagasló kötőerő és kifejezett széli zárás érhető el a használatával
- Egyszerű használat: Felhasználásra kész, egy üveges rendszer. Az anyag előzetes keverése vagy felrázása nélkül használható.



TERMÉKEK

GLUMA® 2BOND

Utántöltő

Tartalom

1 x 4 ml üveg
50 db applikátor vég
Keverőpad
Képes útmutató

Cikkszám

6604 0972



Kedvezményes utántöltő csomag

Tartalom

3 x 4 ml üveg
Képes útmutató

Cikkszám

6604 0971



Készlet

Tartalom

1 x 4 ml üveg
50 db applikátor vég
Keverőpad
Képes útmutató
2 x 2,5 ml Gluma Etch 35 Gél
fecskendő
25 db kanül

Cikkszám

6604 0973



1.3 ADHEZÍV RENDSZEREK / BONDOK

GLUMA® SELF ETCH 7. GENERÁCIÓS ÖNKONDÍCIONÁLÓ BOND

Indikációs terület:

- Felszínek adhezív előkészítése fényre kötő kompozitok számára
- Felszínek adhezív előkészítése fényre kötő ragasztó cementekkel rögzülő indirekt pótlások számára
- Fogak túlérzékenységének csökkentése

Előnyök:

- Minimális behatási idő
- Azonnal kifejti túlérzékenység csökkentő hatását
- Csupán egy réteg felvitele után végbemegy a felszín kondicionálása és a bondanyag penetrációja, valamint kifejti túlérzékenység csökkentő hatását
- Kismértékű posztoperatív érzékenység
- A Gluma Self Etch használatával kimagasló kötőerős és kifejezett széli zárás érhető el



TERMÉKEK

GLUMA® SELF ETCH

Utántöltő

Tartalom

1 x 4 ml üveg
50 db applikátor vég
Keverőpad

Cikkszám

6604 6246

kedvezményes utántöltő csomag

Tartalom

3 x 4 ml üveg
Képes útmutató

Cikkszám

6604 6247



1.3 ADHEZÍV RENDSZEREK / BONDOK

GLUMA® BOND UNIVERSAL UNIVERZÁLIS BOND

Indikációs terület:

- Egy anyag biztosítja a direkt és indirekt restaurációk adhezív ragasztását – valamint a leplezések töréseinek, repedéseinek intraorális javítását.
- Bármely Black szerinti kavitásba készülő fényrekötő, dual kötésű vagy önkötő metakrilát bázisú kompozit /kompomer direkt restauráció bondozása.
- Fényrekötő, dual kötésű vagy önkötő csonkfelépítő anyagok bondozása.
- Túlérzékeny fogfelületek lezárása.
- Kavitások alábélelése amalgámtömés előtt.
- Barázdazárók bondozása.
- Kavitások és preparált csonkok védelme az indirekt restaurációk rögzítése előtt (az immediate dentine sealing technikának megfelelően).
- Indirekt reastaurációk ragasztása fényrekötő, dual kötésű vagy önkötő adhezív rezin cementekkel kombinálva.
- Kompozit és kompomer restaurációk, fémkerámia, fém és teljes kerámia restaurációk intraorális javítása.



TERMÉKEK

GLUMA® BOND UNIVERSAL

Professional készlet

Tartalom

1 x 4 ml GLUMA Bond Universal
1 x 4 ml GLUMA Ceramic Primer
1 x 2,5 ml GLUMA Etch 35 Gel
25 zöld applikátor (vékony)
25 piros applikátor (normál)
10 savazó kanül
Keverő lap
Használati utasítás

Cikkszám

6606 1423



Utántöltő

Tartalom

1 x 4 ml GLUMA Bond Universal
Használati utasítás

Cikkszám

6606 1421



Kedvezményes utántöltő csomag

Tartalom

3 x 4 ml GLUMA Bond Universal
Használati utasítás

Cikkszám

6606 1422



GLUMA® Ceramic Primer

Tartalom

1 x 4 ml GLUMA Ceramic Primer

Cikkszám

6606 1425



2.1 TÖMŐANYAGOK / FOLYÉKONY KOMPOZIT

CHARISMA® FLOW FOLYÉKONY HIBRID KOMPOZIT

Indikációs terület:

- Barázdazárás
- Kiterjesztett barázdazárás
- V. osztályú üregek
- Kis kiterjedésű, okklúziós erőknek nem kitett I. és II. osztályú üregek
- Kis kiterjedésű III. osztályú üregek
- Kismértékű fogforma és fogszín korrekció
- Direkt és indirekt kompozit pótlások javítása
- Fogak sínezése
- Alábélelés
- Brekett ragasztás

Előnyök:

- A színe tökéletesen harmonizál a Charisma tömőanyagok színével
- Tixotróp
- Röntgenárnyékot ad
- Kifejezett kaméleon-hatás
- Széles színválaszték



TERMÉKEK

CHARISMA FLOW

Fecskendő készlet

Tartalom

4 x 1,8 g
(A1, A2, A3 színű és Baseline fecskendő)
Kiegészítők

Cikkszám 6601 5521



1 x 1.8 g- os utántöltők

Színek	Cikkszám
A1	6601 5495
A2	6601 5496
A3	6601 5497
A3.5	6601 5498
B2	6601 5499
B3	6601 5500
OA2	6601 5501
OA4	6601 5502
Baseliner	6601 5504



Flow kanülök

Tartalom

100 db kanül

Cikkszám 6600 2613



2.2 TÖMŐANYAGOK / KOMPOZITOK

CHARISMA® CLASSIC SZUBMIKROMÉTER HIBRID KOMPOZIT

Indikációs terület:

- Direkt restaurációk az I.-V. osztályú Black kavitások esetén
- Direkt kompozit héjak
- Alakkorrekciók (pld. diasztéma zárás, veleszületett deformitások, stb.)
- Trauma vagy fogágy betegség miatt meggyengült fogak sínezése
- Tejfog restaurációk
- Kerámia vagy kompozit leplezések javítása (megfelelő javító készlettel kombinálva)



TERMÉKEK

CHARISMA CLASSIC

SYR Ccombi Kit 8 x 4g + G2B

Tartalom

A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OA2, OA3
 1 x 4 ml Gluma 2Bond
 2 x 25 ml GLUMA Etch 35 Gél
 Fogszínkulcs
 Piktogram

Cikkszám 6605 6108



SYR Ccombi Kit 6 x 4g + G2B

Tartalom

2 x A2, A3, + 1 x A1, A3,5
 1 x 4 ml Gluma 2Bond
 2 x 25 ml GLUMA Etch 35 Gél
 Piktogram

Cikkszám 6605 6109



SYR Assortment 4 x 4 g

Tartalom

A1, A2, A3, OA2
 Fogszín kulcs
 Piktogram

Cikkszám 6605 6110



SYR Assortment 8 x 4 g

Tartalom

2 x A2, A3, + 1 x A1, A3.5, B2, OA2
 Piktogram

Cikkszám 6605 6111



1 x 4 g- os utántöltők

Színek	Cikkszám
A1	6605 6076
A2	6605 6077
A3	6605 6078
A3.5	6605 6079
A4	6605 6080
B1	6605 6101
B2	6605 6102
B3	6605 6103
C2	6605 6104
OA2	6605 6105
OA3	6605 6106
OA3.5	6605 6107



Fogszínkulcs

Tartalom

1 db Fogszínkulcs

Cikkszám 6605 6113



2.2 TÖMŐANYAGOK / KOMPOZITOK

CHARISMA® TOPAZ TCD BÁZISÚ NANOHIBRID KOMPOZIT

Az egyszerű felhasználás és az innovatív összetétel tökéletes esztétikát eredményez.
A Charisma kompozitok legsikeresebb tulajdonságainak egyesítése egyetlen termékben számunkra logikusnak tűnt.

Egyszerű felhasználás:

A Charisma Topaz egyesíti a krémes, ugyanakkor stabil konzisztenciát a hosszabb feldolgozási idővel és a polírozás utáni hosszantartó felszíni csillogással.

Kiváló fizikai tulajdonságok:

A Charisma Topaz alapja a szabadalmaztatott TCD-mátrix, amely a magas hajlítószilárdságot kombinálja a minimális zsugorodással. Ezen kívül kompatibilis az összes ismert bonddal és bondozási technikával.

Változatos rétegezés:

Akár monokromatikus, akár több színből készülő komplex rétegezési technikát választ, a végeredmény mindig megbízhatóan esztétikus restauráció lesz.



TERMÉKEK

CHARISMA TOPAZ

Syringe Basic Kit + GLUMA Bond Universal

Tartalom

1 x 4 g (A2; A3; A3.5; B2; CL; OM
színek)
1 x 4 ml GLUMA Bond Universal;
1 x 2.5 ml GLUMA Etch 35 Gel;
Rétegezési útmutató
Piktogram

Cikkszám

6606 7179



Syringe Master Kit + GLUMA Bond Universal

Tartalom

1 x 4 g (A1; A2; A3; A3.5; B2; C2;
CL; OL; OM; OD színek)
1 x 4 ml GLUMA Bond Universal;
1 x 2.5 ml GLUMA Etch 35 Gel;
Fogszínkulcs,
Rétegezési útmutató,
Piktogram

Cikkszám

6606 7180



1 x 4 g- os utántöltők

Színek	Cikkszám
A1	6606 7163
A2	6606 7164
A3	6606 7165
A3.5	6606 7166
A4	6606 7167
B1	6606 7168
B2	6606 7169
B3	6606 7170
C2	6606 7171
OL	6606 7172
OM	6606 7173
OD	6606 7174
CL	6606 7175
CO	6606 7176
BL	6606 7177
OB	6606 7178



Fogszínkulcs

Tartalom

1 db Charisma Topaz Fogszínkulcs

Cikkszám

6606 7181



2.2 TÖMŐANYAGOK / KOMPOZITOK

CHARISMA® DIAMOND TCD BÁZISÚ NANOHIBRID KOMPOZIT

Indikációs terület:

- I.-V. osztályú üregekhez
- Fogforma és fogszín korrekciója (pl. diasztéma zárás)
- Traumás sérülés vagy parodontális elváltozások miatt meglazult fogak sínezése
- Tejfogak ellátása
- Porcelán és kompozit restaurátumok javítása (megfelelő adhezív rendszerrel)
- Direkt kompozit héjak
- Csonkfelépítés



TERMÉKEK


CHARISMA DIAMOND

Syringe Intro Kit

Tartalom

1 x 4 g (A2, A3 és OM színek)
Fogszínkulcs

Cikkszám 6604 3863



Syringe Basic Kit

Tartalom

2 x 4 g (A2, A3, A3,5, OM és OD színek)
Fogszínkulcs

Cikkszám 6604 3864



Syringe Master Kit

Tartalom

10 x 4 g (A2, A3, A3,5, A4, B2, C2,
OM, OD, CL és BL színek)
1 x 4 ml GLUMA 2Bond
2 x 2,5 ml GLUMA Etch 35 Gel
Fogszínkulcs
Kiegészítők

Cikkszám 6604 3881



1 x 4 g- os fecskendő

Színek	Cikkszám
Univerzális színek	
A1	6604 3882
A2	6604 3883
A3	6604 3884
A3.5	6604 3885
A4	6604 3886
B1	6604 3887
B2	6604 3888
B3	6604 3889
C2	6604 3890
C3	6604 3891
D3	6604 3892
Opák színek	
OL	6604 3893
OM	6604 3894
OD	6604 3895
Incizális színek	
CL	6604 3899
AM	6604 3900
CO	6604 3901
YO	6604 3902
Bleach színek	
BL	6604 3896
BXL	6604 3897
OB	6604 3898



2- rétegű fogszínkulcs

Tartalom

1 db Fogszínkulcs

Cikkszám 6604 4554



2.3 TÖMŐANYAGOK / KIEGÉSZÍTŐK

CHARISMA® EASYSHINE EGY LÉPÉSES POLÍROZÓ RENDSZER

Indikációs terület:

- Fotopolimerizációs kompozit restaurációk polírozása, finírozása

Előnyök:

- A gyémántszemcsékkel megerősített polírozó rendszer segítségével kiváló polírozási eredmény érhető el
- A finírozás és a polírozás egyetlen lépésben, a nyomás szabályozásával elvégezhető
- Három különböző forma biztosítja az összes intraorális applikáció megfelelő polírozhatóságát
- Az összes polírozó sterilizálható, ezáltal többször felhasználható



TERMÉKEK

CHARISMA EASYSHINE

Polishing Kit

Tartalom

6 db polírozó
(2 x láng, 2 x nagy láng, 2 x harang)

Cikkszám 6606 0002

Utántöltő - láng

Tartalom

12 db utántöltő

Cikkszám 6606 0003

Utántöltő - harang

Tartalom

12 db utántöltő

Cikkszám 6606 0005

Utántöltő - nagy láng

Tartalom

12 db utántöltő

Cikkszám 6606 0004

2.3 TÖMŐANYAGOK / KIEGÉSZÍTŐK

TRANSLUX® WAVE® LED BÁZISÚ POLIMERIZÁCIÓS LÁMPA

Tulajdonságok és előnyök:

- Toll forma: a könnyű és ergonómikus toll formájú kialakítás a kisebb kezű orvosoknak is kényelmes munkát biztosít.
- A kézidarab továbbfejlesztett törésszögének és a 360°-ban elforgatható fényvezető szárnak köszönhetően javult a moláris területhez való hozzáférés.
- Egyszerű kezelés: az egyetlen Bekapcsolás/program választó gomb segítségével könnyedén választhatunk 10 és 20 mp-es üzemmód között.
- LED fény mutatja a választott programot.
- Vezetékmentes: A vezetékmentes kiszerelem maximális mozgásszabadságot biztosít.
- Megbízható teljesítmény: a Translux Wave erős és hosszú élettartamú Li-ion akkumulátorral ellátott. Az akkumulátor töltése/újratöltése nagyon rövid időt vesz igénybe és az akkumulátor cseréje is gyors és egyszerű, nem igényel semmilyen segédeszközt. A beépített radiometer biztosítja az állandó teljesítményt a tökéletes polimerizációhoz.
- A Translux Wave a legmodernebb LED bázisú polimerizációs lámpa, amely biztosítja az összes camphor quinone fotoiniciátorral működő fogászati anyagok optimális polimerizációját.



TERMÉKEK

TRANSLUX® WAVE® REGIO

Tartalom	Cikkszám
Kézidarab, 8 mm fényvezető, fényvédő, töltő egység, tápegység	6605 5012

Műszaki adatok	
Teljesítmény	> 1,200 mW/cm ²
Hullámhossz	440–480 nm
Töltő egység méretei	H: 140xSz: 60xM: 60 mm
Kézidarab méretei	H: 210 mm, Ø 23 mm
Súly	Töltő egység: 437 g, Kézidarab: 145 g
Tápegység (töltő egység)	100 - 240 V (AC), 50/60 Hz, 5 W, 12–18 VA
Tápegység (kézidarab)	Újratölthető Li-ion akkumulátor 3.6 V/2000 mAh
Fényforrás	Nagy teljesítményű mono-die LED
Fényvezető	Ø 8 mm, 70°

Tartozékok	Cikkszám
Fényvezető, 8 mm, 70°	6605 7365
Újratölthető akkumulátor	6605 7363
Fényvédő (narancssárga)	6601 6455
Cserélhető érintkezők a töltőhöz	6605 7382
Kézidarab akkumulátorral	6605 7383
Töltő egység (szürke)	6605 7384
Tápegység	6605 7468

3.1 LENYOMATANYAGOK / A-SZILIKON

VARIOTIME® VPS LENYOMATANYAG

Indikációs terület:

- Koronák és hidak
- Inlayek és onlayek
- Funkcionális lenyomatvételek
- Implantátum-protetika
- Nyitott-, és zárt kanalas lenyomatvételek

Előnyök:

- Pontosság és nagyfokú részletvisztaadó képesség
- Egyéni igények szerint több módon előkészíthető
- Egyszerűen és gyorsan keverhető
- Esetenként módosítható feldolgozási idő és rövid intraorális kötési idő
- Több mint 25 év klinikai tapasztalat a nagy pontosságú A-szilikon lenyomatanyagok terén
- Egyszerűen tárolható
- Lenyomatanyagok széles választéka 6 eltérő viszkozitással, amely alkalmas teszi széles indikációs terület mellett bármely lenyomatvételi technika kivitelezéséhez
- Elérhető kézi keveréshez alkalmas, kartusos és Dynamix-kartusos kiserelésben


























VARIOTIME®

INDIKÁCIÓS TÁBLÁZAT

A Variotime® a megfelelő választás

A Variotime termékválasztéka egy jól átgondolt, minden lenyomatvételi technikához alkalmazható, összehangolt, sokoldalú rendszer, emellett az Ön idejét is tiszteletben tartja.

Indikáció	Technika	Viszkózitás	Termékjavaslat
Koronák/hidak	Korrekción (kétidejű kétfázisú) lenyomatvétel	Magas viszkózitás	 1. lépés Heavy Tray  2. lépés Extra Light Flow
		Gyúrható, Magas viszkózitás	 1. lépés Putty  2. lépés Extra Light Flow
	Double-Mix (egyidejű kétfázisú) lenyomatvétel	Magas viszkózitás	 Heavy Tray +  Medium Flow/  Light Flow
	Szendvics lenyomatvétel	Gyúrható, Magas viszkózitás	 Putty +  Medium Flow/  Light Flow
	Egyfázisú lenyomatvétel	Közepes viszkózitás	 Monophase
Funkciós lenyomatvétel	Egyfázisú lenyomatvétel	Közepes viszkózitás	 Monophase
Inlay/Onlay	Double-Mix (egyidejű kétfázisú) lenyomatvétel	Magas viszkózitás	 Heavy Tray +  Medium Flow/  Light Flow
	Szendvics lenyomatvétel	Gyúrható, Magas viszkózitás	 Putty +  Medium Flow/  Light Flow
	Egyfázisú lenyomatvétel	Közepes viszkózitás	 Monophase
Sztuációs/Implantátum lenyomatvétel	Double-Mix (egyidejű kétfázisú) lenyomatvétel	Magas viszkózitás	 Putty+  Medium Flow/  Light Flow
	Egyfázisú lenyomatvétel	Közepes viszkózitás	 Monophase

3.1 LENYOMATANYAGOK / A-SZILIKON

TERMÉKEK

VARIOTIME DYNAMIX AUTOMIX KARTUSOS UTÁNTÖLTŐK

Heavy Tray utántöltő

Tartalom

2 x 50 ml Heavy Tray
5 keverőcsőr (zöld)

Cikkszám 6604 4998



Light Flow utántöltő

Tartalom

2 x 50 ml Light Flow
10 keverőcsőr (sárga)

Cikkszám 6604 5038



KÉZI KEVERÉSŰ BEVEZETŐ KÉSZLET

Easy Putty + Flow bevezető készlet

Tartalom

1 x 600 ml Easy Putty
(300 ml Bázis + 300 ml Katalizátor)
1 x 50 ml Light Flow
5 x keverőcsőr (sárga)
5 x intraorális csúcs
1 x Universal Adhesive (10 ml)

Cikkszám 6604 5044



Monophase utántöltő

Tartalom

2 x 50 ml Monophase
5 keverőcsőr (zöld)

Cikkszám 6604 5032



Extra Light Flow utántöltő

Tartalom

2 x 50 ml Extra Light Flow
10 keverőcsőr (sárga)

Cikkszám 6604 5040



Medium Flow utántöltő

Tartalom

2 x 50 ml Medium Flow
10 keverőcsőr (sárga)

Cikkszám 6604 5036



KÉZI KEVERÉSŰ UTÁNTÖLTŐ

Easy Putty utántöltő

Tartalom

600 ml Easy Putty
(300 ml Bázis + 300 ml Katalizátor)

Cikkszám 6604 4993



DYNAMIX® SPEED

NAGYSEBESSÉGŰ LENYOMATANYAG KEVERŐ KÉSZÜLÉK

Indikációs terület:

- A Dynamix speed nagyteljesítményű lenyomatanyag keverő készülék, amely képes megkeverni az összes konzisztenciájú lenyomatanyagot, beleértve a putty-t is
- Kompatibilis az összes 5:1 kiserelésű fóliás vagy patronos lenyomatanyaggal
- A speciális speed szimbólummal (csillag) megjelölt lenyomatanyagokat kétszeres sebességgel képes megkeverni

Előnyök:

- Nagysebességű keverés és adagolás akár 15 mp-en belül
- Homogén és buborékmentes anyag
- Állandó keverési minőség – a kezelőtől függetlenül
- A lenyomatanyag pontos adagolása
- 3 választható adagolási sebesség – 2 a lenyomat kanál töltéséhez (Dynamix nagy sebesség, standard sebesség) és 1 a sulcus fecskendő töltéséhez
- A dugattyúk automatikus előre mozgatása
- A dugattyúk automatikus visszahúzása a patronok cseréjéhez
- Biztonság - nyitott fedél mellett a dugattyúk nem mozognak
- A töltőmennyiség figyelmeztetés fényjelzéssel



TERMÉKEK

DYNAMIX-KARTUSOS UTÁNTÖLTŐK

Dynamix Putty utántöltő

Tartalom

2 x 380 ml Dynamix Putty
2 Dynamix keverőcsőr
1 Dynamix rögzítő gyűrű

Cikkszám

6604 4995



Dynamix Heavy Tray utántöltő

Tartalom

2 x 380 ml Dynamix Heavy Tray
2 Dynamix keverőcsőr
1 Dynamix rögzítő gyűrű

Cikkszám

6604 5000



Dynamix Monophase utántöltő

Tartalom

2 x 380 ml Dynamix Monophase
2 Dynamix keverőcsőr
1 Dynamix rögzítő gyűrű

Cikkszám

6604 5034



3.2 LENYOMATANYAGOK / C-SZILIKON

OPTOSIL® / XANTOPREN® C-SZILIKON

Indikációs terület:

Optosil P plus

- Kétfázisú lenyomatvételel
- Szendvics technika

Xantopren H green

Nagy viszkozitású gyúrható fázis

- Kétfázisú lenyomatvételelhez

Xantopren L blue

Kis viszkozitású híg fázis

- Kétfázisú lenyomatvételel
- Kétfázisú lenyomatvételelhez

Xantopren VL plus

Nagyon kis viszkozitású híg folyó fázis

- Kétfázisú lenyomatvételel

Előnyök:

- Nagy részletvisztaadó képesség nedves felszínről vett lenyomatok esetén is
- Rövid intraorális kötési idő
- Kézzel is jól keverhető bázis-, és katalizátor paszta
- Kézi keverésű formában elérhető



TERMÉKEK

OPTOSIL KÉZI KEVERÉSŰ UTÁNTÖLTŐ

P plus

Tartalom

900 ml tégely (1.38 kg)

Cikkszám

6600 3720



Comfort

Tartalom

900 ml tégely (1 kg)

Cikkszám

6601 0202



XANTOPREN UTÁNTÖLTŐ TUBUSOK

H green nagy viszkozitású lenyomatanyag

Tartalom

140 ml tubus

Cikkszám

6600 7340



L blue kis viszkozitású lenyomatanyag

Tartalom

140 ml tubus

Cikkszám

6600 3721



VL plus nagyon kis viszkozitású lenyomatanyag

Tartalom

140 ml tubus

Cikkszám

6600 3996



KIEGÉSZÍTŐK

Activator Universal Plus

Tartalom

1 x 60 ml paszta (tubus)

Cikkszám

6603 7443



Activator Universal Plus

Tartalom

1 x 25 ml folyadék (üvegcsé)

Cikkszám

6603 7445



3.3 LENYOMATANYAGOK / HARAPÁSRÖGZÍTŐ

VARIOTIME BITE® SZKENNELHETŐ HARAPÁSRÖGZÍTŐ LENYOMATANYAG

Indikációs terület:

- Hagományos harapásrögzítés záróharapási helyzetben
- Harapási villák készítése
- Támasztócsapos regisztráció
- Kisméretű szegmens minták készítése
- Pormentes lenyomatkészítés antagonista fogakról CAD/CAM technológiához

Előnyök:

- Nagyfokú végső keménység (Shore D-skálán: 40)
- Nagyon gyors intraorális kötésiidő (30 sec)
- Kompatibilis pormentes digitális lenyomatvételi eljárásokkal
- Kitűnő tixotróp tulajdonságok
- Tejfől-szerű konzisztencia
- Könnyen trimmelhető és frézélhető



TERMÉKEK

VARIOTIME BITE

50 ml-es automix kartusos utántöltő

Tartalom

2 x 50 ml Variotime Bite
10 Keverőcsőr (zöld)

Cikkszám

6604 5042

3.4 LENYOMATANYAGOK / ALGINÁTOK

ALGINOPLAST® / XANTALGIN® ALGINÁT LENYOMATANYAGOK

Indikációs terület:

- Szituációs lenyomatok készítése
- Tanulmányi mintához
- Tervezéshez
- Antagonistához
- Munkamodellekhez

Előnyök:

Alginoplast

- Pormentes és könnyen keverhető
- Nagy szakítószilárdság és rugalmasság
- Nagy részletvisztaadó képesség
- Mentolos íz

Xantalgin Select

- Gyorskötésű, finom paszta állagú alginát
- Krémes keverési konzisztencia
- Kifejezetten ajánlott túlérzékeny pácienseknek (pld.gyerekeknek)

Xantalgin Crono

- A keverési-kötési folyamatot színváltozás mutatja (kék/bíbor/rózsaszín/fehér)
- Az optimalizált reakciómechanizmusnak köszönhetően akár 5 napig stabil



Alginoplast

Tartalom

500 g alginát por

Cikkszám

6600 2444

Xantalgin Select

Tartalom

500 g alginát por

Cikkszám

6600 2443

Xantalgin Crono

Tartalom

500 g alginát por

Cikkszám

6600 5221

4.1 IDEIGLENES ANYAGOK

DENTALON® PLUS METAKRILÁT BÁZISÚ IDEIGLENES KORONA- HÍDANYAG

Indikációs terület:

- Ideiglenes koronák és hidak készítéséhez

Előnyök:

- Jól polírozható
- Magas mechanikai stabilitás
- Az amin-mentes katalizátornak köszönhetően jó a színállósága



TERMÉKEK

DENTALON PLUS KÉSZLET

DENTALON plus készlet

Tartalom

1 x 45 ml folyadék
2 x 20 g por L, M és D színekben
(6 x 20 g)
Keverő pipetta, keverő pad

Cikkszám 6504 1200

DENTALON PLUS POR

DENTALON plus por L (Világos)

Tartalom

1 x 100 g por

Cikkszám 6504 1065

DENTALON plus por M (Közepes)

Tartalom

1 x 20 g por

Cikkszám 6504 1111

DENTALON plus por M (Közepes)

Tartalom

1 x 100 g por

Cikkszám 6504 1073

DENTALON plus por D (Sötét)

Tartalom

1 x 100 g por

Cikkszám 6504 1057

DENTALON PLUS FOLYADÉK

DENTALON plus folyadék

Tartalom

1 x 45 ml folyadék üvegcsében

Cikkszám 6504 1146

DENTALON plus folyadék

Tartalom

1 x 250 ml folyadék üvegcsében

Cikkszám 6504 1138

4.1 IDEIGLENES ANYAGOK

PREVISION® CEM ÖNKÖTŐ IDEIGLENES RAGASZTÓ CEMENT

Indikációs terület:

- Provizórikus koronák és hidak ideiglenes rögzítése
- Végleges pótlások ideiglenes cementezése

Előnyök:

- Többféle anyagból (fém, kerámia, kompozit) készült ideiglenes pótlások cementezésére használható
- Felhasználható végleges pótlások ideiglenes cementezésére
- Eugenol-mentes



TERMÉKEK

PREVISION CEM TUBUS

PreVISION CEM Tubus

Tartalom

1 x 37 g ideiglenes ragasztócement
műanyag tubusban

Cikkszám

6600 1540

5.1 RÖNTGEN / INTRAORÁLIS RÖNTGENFILM

AGFA DENTUS® E-SPEED INTRAORÁLIS RÖNTGENFILM

Indikációs terület:

- Általánosan alkalmazható intraorális röntgenfilm
- Kézi-, és gépi előhíváshoz

Előnyök:

- Elősegíti a pontos diagnózis felállítását - nagy kontraszt és magas maximális denzitás (jól elkülöníthető szürkeintenziás)
- Rövid expozíciós idő - elkerülhetőek az elmozdulás miatt kialakult elmosódott területek
- Softopac borítás, puha film-szélek
- Puha, zárt, jól fertőtleníthető csomagolás
- A film jól megtervezett csomagolása lehetővé teszi a biztonságos előhívását még a sötétkamrában is
- Előhívása több előhívó-rendszerrel is lehetséges
- Jól archiválható, akár 30 évig is megőrzi a felvett képet
- Alacsony szemcsézettség és kis fátyolosodás



TERMÉKEK

E-Speed Röntgenfilm

Tartalom

150 db röntgenfilm

Cikkszám

6603 5581

5.2 RÖNTGEN / KIEGÉSZÍTŐK

AGFA DENTUS® / VEGYSZEREK ELŐHÍVÓ ÉS FIXÁLÓ KONCENTRÁTUMOK

Indikációs terület:

- Kézi előhíváshoz és előhívó-kádas egységekhez

Előnyök:

- Színkóddal megkülönböztethető előhívó és fixáló
- Adagolást segítő beosztás az 1l-es palakon
- Glutáraldehid mentes
- Könnyen előkészíthető oldat
- Többféle kiserelésben elérhető (125ml és 1l)
- Újrahasznosítható polietilénből készült palack



TERMÉKEK

D Developer Concentrate

Tartalom

125 ml előhívó koncentrátum

Cikkszám

6569 4510

D-1000 Developer Concentrate

Tartalom

1000 ml előhívó koncentrátum

Cikkszám

6528 2194

F Concentrate Fixer

Tartalom

125 ml fixáló koncentrátum

Cikkszám

6569 4502

F-1000 Fixer Concentrate

Tartalom

1000 ml fixáló koncentrátum

Cikkszám

6528 2259

6.1 HELYI ÉRZÉSTELENÍTÉS / EGYSZER HASZNÁLATOS TŰK

SOPIRA® CARPULE

EGYSZERHASZNÁLATOS STERIL KANÜLÖK CILINDERAMPULLÁKHOZ

Indikációs terület:

- Bármely típusú fogászati helyi érzéstelenítés

Előnyök:

- Kisebbsébb fájdalom a háromszoros fazetta csiszolatnak köszönhetően.
- Kükönleges szilikon bevonat biztosítja, hogy a tű könnyedén csússzon át a szöveteken.
- Biztonságos kezelés a nagy rugalmasságnak köszönhetően.



TERMÉKEK

SOPIRA CARPULE

Metrikus kanülok

Tartalom	Metszlap	Szín	Külső átmérő	Tű hossz	Indikáció	Cikkszám
SOPIRA Carpule Needles Regio Metric 30G 12 mm	rövid	sárga	0,3 mm	12 mm	Intraligamentális	6601 4421
SOPIRA Carpule Needles Regio Metric 30G 16 mm	rövid	sárga	0,3 mm	16 mm	Intraligamentális	6601 4410
SOPIRA Carpule Needles Regio Metric 30G 21 mm	hoszú	sárga	0,3 mm	21 mm	Infiltrációs	6601 4409
SOPIRA Carpule Needles Regio Metric 30G 25 mm	hoszú	sárga	0,3 mm	25 mm	Infiltrációs	6601 5583
SOPIRA Carpule Needles Regio Metric 27G 25 mm	hoszú	szürke	0,4 mm	25 mm	Infiltrációs	6601 4407
SOPIRA Carpule Needles Regio Metric 27G 38 mm	hoszú	szürke	0,4 mm	38 mm	Mandibuláris	6601 4408