



i-dental | Innovative
Dental Products

TERMÉK-
KATALÓGUS

Kezelt fogak milliói évente.
Már közel **100 országba** gyárt
és importál az **i-dental**.



I-DENTAL
A VILÁGSZERTE ISMERT EURÓPAI MÁRKA

„CÉLUNK AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE.”

Az innovatív fogászati termékeket gyártó **i-dental** neve mára egybeforrta a minőséggel és a kimagasló ár-érték aránnyal.

Az 1992-ben Litvániában alapított **i-dental** Európa egyik legnagyobb, Közép-Kelet-Európa pedig legnagyobb, vezető fogászati anyagokat gyártó vállalatává nőtte ki magát. A nagyon gyors ütemben fejlődő cég a gazdasági világválság idején is jelentős árbevétel növekedést ért el.

Az **i-dental** egy családi vállalkozás. Tekintettel arra, hogy nem egy multi nagyvállalat, a tulajdonos által irányított vállalkozás kifejezetten nagy figyelmet fordít a párbeszédre mind a vállalkozáson belül, mind pedig a viszonteladói, disztributori hálózatában.

„HA AZ UJJUNKAT A PULZUSON TARTJUK,
ISMERJÜK A PIAC JELENLEGI ÉS JÖVŐBELI IGÉNYEIT.”

Az **i-dental**nál a piacról származó információk és ismeretek kulcsfontosságú szerepet játszanak az új termékek kifejlesztésében. Piacaik és ügyfeleik igényeinek megértése lehetővé teszi számukra, hogy a szakértelmet olyan terméké alakítsák, amelyek valódi értéket adnak ügyfeleiknek, és tartósan sikeressé teszik őket közel 100 országban.

„AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSA A LEGÉRTÉKESEBB ÖSSZETEVŐNK.
ELSŐ SZÁMÚ CÉLUNK AZ ÖN ÜZLETI SIKERÉNEK ELŐSEGÍTÉSE.”

Az **i-dental** arra törekszik, hogy egy olyan optimális termék-minőséget érjen el, amely nagymértékben meghaladja a piaci elvárásokat, de mindig nélkülözhetetlen és megfizethető. Az **i-dental**nál a minőség a legfontosabb, és ez a szemlélet a gyártási folyamat minden szakaszának szerves részét képezi. Az **i-dental** CE tanúsítási-, illetve ISO minőségirányítási rendszert üzemeltet, emellett teljesíti az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 93/42/EGK tanácsi irányelveket is.

AZ I-DENTAL JELENLEG A VILÁG ÉLMEZŐNYÉBE TARTOZIK
A „KIVÁLÓ MINŐSÉG – ELÉRHETŐ ÁRON” KATEGÓRIÁBAN.

TARTALOM

 KOMPOZITOK	4
 ALÁBÉLELŐK	8
 ADHEZÍVEK	10
 BARÁZDAZÁRÓK	13
 ÜVEGIONOMER CEMENTEK	15
 EGYÉB CEMENTEK	19
 GYÖKÉRCSATORNA ANYAGOK	24
 IDEIGLENES ANYAGOK	26
 SAVAZÓK	29
 RETRAKCIÓS ANYAGOK	31
 PROFILAKTIKUS ANYAGOK	34
 FOGKRÉMEK	37
 LENYOMATANYAGOK	39
 KÜLÖNFÉLE EGYÉB ANYAGOK	41
 FOGFEHÉRÍTÉS	47
 FOLYÉKONY KOFFERDAM	50

KOMPOZITOK

i-XCITE® LC^N

Fényrekötő nanohibrid kompozit




CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IXTA1	4g fecskendő dentin A1
IXTA2	4g fecskendő dentin A2
IXTA3	4g fecskendő dentin A3
IXTA35	4g fecskendő dentin A3.5
IXTB2	4g fecskendő dentin B2
IXTC2	4g fecskendő dentin C2
IXTK1	4×4g fecskendő (A1, A2, A3, A3.5) + 5ml i-BONDING LC + 4.3g fecskendő i-GELN + eldobható eszközök
IXTK2-1	8×4g fecskendő (4x A2, 4x A3) + 5ml i-BONDING LC + 4.3g fecskendő i-GELN + eldobható eszközök
IXTK2-2	8×4g fecskendő (1x A1, 3x A2, 3x A3, 1x A3.5) + 5ml i-BONDING LC + 4.3g fecskendő i-GELN + eldobható eszközök
IXTK2-3	8×4g fecskendő (1x A1, 2x A2, 2x A3, 1x A3.5, 1x B2, 1x C2) + 5ml fecskendő i-BONDING LC + 4.3g fecskendő i-GELN + eldobható eszközök
IXCA1	20×0.25g kapszula dentin A1
IXCA2	20×0.25g kapszula dentin A2
IXCA3	20×0.25g kapszula dentin A3
IXCA5	20×0.25g kapszula dentin A3.5
IXCB2	20×0.25g kapszula dentin B2
IXCC2	20×0.25g kapszula dentin C2



Bárium-szilikát
üveg töltőanyag:
fő méretosztály
0,25-3,0 µm



Alap összetevők:
UDMA,
EOBPADMA,
Bis-GMA, TEGDMA



Szervetlen
töltőanyag
súlyszázalékosan:
76,5%



JAVALLATOK



- Direkt helyreállító munkákra az I., II., III., IV. és V. osztályú üregekben
- Indirekt helyreállító munkákra, mint az inlay és onlay tömések
- Csonkfelépítésre

ELŐNYEI



- Rendkívül homogén, sima konzisztencia, nem ragad, nagyon jól formázható
- Rendkívül ellenálló
- Kitűnő biokompatibilitás
- Röntgenárnyék
- Gyorsan és könnyen magasfényre polírozható tartós, sima felszín
- Magas szintű esztétikum és tartósság
- Tartós színek
- Kompatibilis az összesfajta hagyományos ragasztóanyaggal




CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
ILCA1	4g fecskendő dentin A1
ILCA2	4g fecskendő dentin A2
ILCA3	4g fecskendő dentin A3
ILCA5	4g fecskendő dentin A3.5
ILCB2	4g fecskendő dentin B2
ILCC2	4g fecskendő dentin C2
ILCK2	4x4g fecskendő (A1, A2, A3, A3.5) + 5ml i-BONDING LC + 4.3g fecskendő i-GELN + eldobható eszközök
ILCK1-1	8x4g fecskendő (4xA2, 4xA3) + 5ml i-BONDING LC + 4.3g fecskendő i-GELN + eldobható eszközök
ILCK1-2	8x4g fecskendő (1xA1, 3xA2, 3xA3, 1xA3.5) + 5ml i-BONDING LC + 4.3g fecskendő i-GELN + eldobható eszközök
ILCK1-3	8x4g fecskendő (1xA1, 2xA2, 2xA3, 1xA3.5, 1xB2, 1xC2) + 5ml i-BONDING LC + 4.3g fecskendő i-GELN + eldobható eszközök
ILAA1	20x0.25g kapszula dentin A1
ILAA2	20x0.25g kapszula dentin A2
ILAA3	20x0.25g kapszula dentin A3
ILAA5	20x0.25g kapszula dentin A3.5
ILAB2	20x0.25g kapszula dentin B2
ILAC2	20x0.25g kapszula dentin C2



Cirkónium és bárium-szilikát üveg töltőanyag: fő méreterosztály 0,25-1,5 µm



Alap összetevők:
UDMA,
EOBPADMA,
Bis-GMA,TEGDMA



Szervetlen töltőanyag súlysúlyszázalékosan: 77,5%



JAVALLATOK

- Direkt helyreállító munkákra az I., II., III., IV. és V. osztályú üregekben
- Indirekt helyreállító munkákra, mint az inlay és onlay tömések
- Csonkfelépítésre



ELŐNYEI

- Rendkívül homogén, sima konzisztencia, nem ragad, nagyon jól formázható
- Rendkívül ellenálló
- Kitűnő biokompatibilitás
- Röntgenárnyék
- Gyorsan és könnyen magasfényre polírozható tartós, sima felszín
- Magas szintű esztétikum és tartósság
- Tartós színek
- Kompatibilis az összesfajta hagyományos ragasztóanyaggal



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IFTA1	2g fecskendő A1 + 3db applikációs csőr
IFLA1	5g fecskendő A1 + 5db applikációs csőr
IFTA2	2g fecskendő A2 + 3db applikációs csőr
IFLA2	5g fecskendő A2 + 5db applikációs csőr
IFTA3	2g fecskendő A3 + 3db applikációs csőr
IFLA3	5g fecskendő A3 + 5db applikációs csőr
IFTA3.5	2g fecskendő A3.5 + 3db applikációs csőr
IFLA3.5	5g fecskendő A3.5 + 5db applikációs csőr
IFTK1	4x2g fecskendő (2xA2, 2xA3) + 10db applikációs csőr



JAVALLATOK



- Direkt helyreállító munkákra az I., II., III., IV. és V. osztályú üregekben
- Indirekt helyreállító munkákra, mint az inlay és onlay tömések
- Csonkfelépítésre

ELŐNYEI



- Kitűnő folyékonysági tulajdonság
- Gyökérfelszíni szuvasodás helyreállítására
- Rendkívül ellenálló
- Kitűnően polírozható
- Alacsony zsugorodás
- Röntgenárnyék
- Az i-FLOW kiegyensúlyozott viszkozitású. Ideális önterülő tulajdonsága van. Ugyanakkor nem folyós és szépen a helyén marad

ALÁBÉLELŐK

i-LINER®

Fényrekötő kompomer típusú alábélelő

CSOMAGOLÁS



REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
ILIKP	2.5g fecskendő + 5db applikációs csőr
ILIK1	4x2.5g fecskendő + 20db applikációs csőr



JAVALLATOK



- Polimer alapú helyreállító anyagok, amalgámok és porcelán restaurátumok alábéleléséhez

ELŐNYEI



- A tömés zsugorodásának kompenzálására
- Repedések kialakulásának megelőzésére
- Minimálisra csökkenti a mikro töredezettséget és a másodlagos szuvasodást
- Üvegeionomert tartalmazó anyag, ami dupla tapadást garantál a dentinhez
- Fluorid leadás
- Megvédi a pulpát és megakadályozza a posztoperatív érzékenységet
- Röntgenárnyékos ad
- Az i-LINER egyaránt használható szokásos alábélelőként, a kavitás aljának befedésére és az egész üregeken való bevonatképzésre, illetve stresszenyhítő funkcióval is rendelkezik

ADHEZÍVEK

i-BONDING® LC^N

Fényrekötő adhezív

CSOMAGOLÁS



REF TARTALOM / CSOMAGOLÁS

IBLTP 5ml utántöltő + 5db micro applikátor + 1db tartóegely



JAVALLATOK



○ Dentin és zománc bondozása polimer alapú helyreállító anyagokhoz, kompomerekhez és kerámia felszínéhez a restaurátum tapadásának javítására

ELŐNYEI



- Egyszerű használat
- Jó nedvesítő tulajdonság
- Egykomponensű
- Kiváló tapadás
- Fényrekötő, önkötő és dual kötésű anyagokkal kompatibilis

i-BONDING® SE Universal

Fényrekötő, önsavazó univerzális adhezív

CSOMAGOLÁS



REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IBSTP	5ml utántöltő + 5db micro applikátor + 1db tartótégely



JAVALLATOK



- Fényrekötő vagy dual kötésű kompozitok és kompomerek bondozása a fog struktúrájához (dentin és zománc)
- Inlay és onlay tömések, koronák, hidak, héjak bondozásához, kombinálva fényrekötő és dual kötésű beragasztó anyagokkal
- A restaurátum tapadásának javítására

ELŐNYEI



- Kiválóan tapad a dentinhez és a zománchoz
- Egyszerű és gyors alkalmazás
- Univerzális, minden fényrekötő restaurátumhoz alkalmazható
- Egy komponens – egy alkalmazás
- MINDEN alapfelszínhez tapad
- Ideális kémiai egyensúly mind a teljes savazásos, mind az önsavazásos adhézióhoz, egy flakonból
- MINDEN műgyantacemennel kompatibilis (nincs szükség további aktivátorra)
- Kompatibilis minden fényrekötő, önkötő és dual kötésű műgyanta kompozittal és beragasztó anyagokkal, az összes direkt és indirekt eljárással

BARÁZDAZÁRÓK

i-SEAL® LC

Fényrekötő barázdazáró

CSOMAGOLÁS



REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
ISEKP	3.8g fecskendő + 3db applikációs csőr
ISEM1	4x1.2ml fecskendő + 10db applikációs csőr
ISEK1	4x3.8g fecskendő + 12db applikációs csőr



JAVALLATOK



- Kisebb bemélyedések és barázdák lezárására

ELŐNYEI



- Hatékony védelmet nyújt a fogszuvasodás ellen
- Fájdalommentes kezelés
- Elősegíti a természetes fogazat hosszútávú megőrzését
- Ideális gyermekfogászati barázdazáróként
- Nagyon folyékony, könnyen befolyik a gödröcskékbe és repedésekbe
- A zománchoz tapad
- Alacsony viszkozitás
- Kiváló kezelhetőség
- Tökéletes széli adaptáció
- Precízen adagolható és alkalmazható bármilyen anyagvesztés nélkül

ÜVEGIONOMER CEMENTEK

i-FIL[®]

Üvegeionomer tömőcement

Kémiaailag kötő, biológiailag közömbös, gyorskötésű, esztétikus üvegeionomer cement kiváló hőtágulási tulajdonsággal



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IFITP	10g por A2 + 10g por A3 + 6g folyadék + adagolókanál + keverőblokk
IFIA2	2x10g por A2 + 6g folyadék + adagolókanál + keverőblokk
IFIA3	2x10g por A3 + 6g folyadék + adagolókanál + keverőblokk



JAVALLATOK



- III. és V. osztályú kavitások helyreállítására
- Gödröcskékre és barázdákra
- I. és II. osztályú kavitásokra tejfogakban

ELŐNYEI



- Gyors kötés
- Esztétikus
- Kiváló hőtágulás és áttetszőség
- Nagy szilárdság
- Jól ellenáll a kopásnak és az erózióknak
- Könnyű keverés. Megbízható tapadás savazás nélkül
- Hosszantartó restaurátumok
- Könnyű kezelhetőség
- Tartós helyreállítások. Garantálja a tartósságot, hosszú élettartamot és sértetlenséget
- Jól illeszkedik a foghoz
- Tartós, fogszuvasodás elleni védőhatás
- Kiváló szakitó és kötési szilárdság
- Fluorid leadás

i-FIX®

Üvegeionomer beragasztócement

Kémiaailag kötő, biológiailag közömbös, üvegeionomer beragasztócement, amely a dentinhez, zománchoz és nem nemes ötvözetekhez magas fokú tapadást biztosít.



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IIXTP	20g por + 13g folyadék + adagolókanál + keverőblokk



JAVALLATOK



- Fém- és kerámiakoronák, hidak, inlay és onlay tömések cementezésére
- Fogszabályozók beragasztására

ELŐNYEI



- Magas fokú tapadás dentinhez, zománchoz és nem nemes ötvözetekhez, kitűnő széli záródást biztosítva
- Alacsony filmvastagság
- Kiváló biokompatibilitás
- Könnyű keverés
- Alacsony fokú savasság
- Nincs szükség savazásra és bondozásra
- Műgyantamentes cement olyan betegek számára, akik allergiásak a metakrilátokra
- Röntgenfelvételen látható árnyékot ad

i-FIX® Plus

Műgyantával módosított üvegeionomer beragasztócement

Kémiailag kötő, biológiailag közömbös, műgyantával módosított üvegeionomer beragasztócement, amely a dentinhez, zománchoz és ötvözetekhez nagyon magas fokú tapadást biztosít.



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IIXPP	20g por + 2×6.5g folyadék + adagolókanál + keverőblokk



i-FIX® Plus Mini Kit

Műgyantával módosított üvegeionomer beragasztócement



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IIXPT	7g por + 4g folyadék + adagolókanál + keverőblokk



JAVALLATOK



- ◊ Az összesfajta fémhíd, inlay és onlay tömés beragasztására

ELŐNYEI



- ◊ Röntgenfelvételen látható árnyékot ad
- ◊ Alacsony filmvastagságú
- ◊ Jó esztétika
- ◊ Egy univerzális árnyalatban kapható
- ◊ Erős tapadás a fogakhoz és a fémhez
- ◊ Nem igényel kondicionálót és könnyen keverhető
- ◊ Biztonságos, hosszútávú restaurátumok
- ◊ Fluorid leadás és biokompatibilitás
- ◊ A cementfelesleg könnyen kezelhető és eltávolítható

EGYÉB CEMENTEK

i-CORE®

Dual kötésű csomkfelépítő
és csaprögztítő anyag



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
ICOR1	9g fecskendő + 10db keverőcsőr + 10db intraorális csőr + 10db endo kanül



JAVALLATOK



- Csomkfelépítésre és csap beragasztásra

ELŐNYEI



- Magas fokú tapadás
- Röntgenárnyékot ad
- Dual kötésű
- Rendkívül ellenálló
- Magas fokú esztétika
- Az automix keverőcsőrök segítenek a homogén konzisztencia kialakításában
- Fényrekötés az időtakarékos használat érdekében, továbbá kémiai kötés a megbízható feldolgozás érdekében [kémiai kötés 3-4 perc, fényrekötés 20-40 mp]
- Jó kötés, még bulk technika használata esetén is
- Könnyű hozzáférés a hátsó területekhez az intraorális csúcsokkal

i-FIX® Duo

Dual kötésű műgyanta ragasztó cement

Biológiailag semleges, röntgenárnyékot adó cement, amely metakrilát műgyanta és bárium-szilikát töltőanyag részecskéken alapul.



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IFDTP	8g fecskendő + 10db keverőcsőr (inlay és onlay tömések, koronák, hidak) + 10db intraorális csőr (csapokhoz)



JAVALLATOK



- Csapok végleges beragasztására
- Indirekt restaurátumok végleges beragasztásához, beleértve a kerámia, kompozit és fém alapú inlay-t, onlay-t, koronákat és hidakat

ELŐNYEI



- Rendkívül ellenálló
- Röntgenárnyékot ad
- Tökéletes széli zárás
- Az automix keverőcsőrök homogén keverést tesznek lehetővé
- A nagyon vékony rétegvastagság nem befolyásolja a korona felhelyezését
- Hatékony, önkötő ragasztási mód, mely hasznos az átlátszatlan vagy vastag restaurátumok esetén
- Esztétikus és időben stabil
- A cementfelesleg gyorsan és könnyen eltávolítható

i-ZOE^N

Műgyantával módosított,
cink-oxid eugenol cement

Kémiailag kötő, nagy szilárdságú,
műgyantával módosított cement



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
ICEKP	20g por + 6g folyadék + adagolókanál + keverőblokk
ICETP	2×20g por + 12g folyadék + adagolókanál + keverőblokk



JAVALLATOK



- Amalgámok és üvegeionomerek alá alapozóként és alábélelőként
- Ideiglenes tömésként
- Koronák és hidak ideiglenes rögzítésére

ELŐNYEI



- Nagy szilárdság
- Gyors kötés
- Hosszútávú ideiglenes restaurátum

i-ZOE^M

Cink-oxid eugenol cement

Cink-oxid és eugenol bázisú önkötő cement,
normál és lassú kötésű



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IZMP1	40g por, normál kötés
IZMP2	40g por, lassú kötés
IZML1	10ml folyadék
IZML3	50ml folyadék



JAVALLATOK



- Amalgámok és üvegeionomerek alá alapozóként és alábélelőként
- Ideiglenes tömésként
- Koronák és hidak ideiglenes rögzítésére

ELŐNYEI



- Gyors eltávolítás
- Egyszerű használat
- Jó biokompatibilitás

GYÖKÉRCSATORNA ANYAGOK

i-EDTA® Solution

Gyökércsatorna preparáló oldat, 17% EDTA



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IED250	250ml folyadék + 3ml adagoló fecskendő
IEDLP	50ml folyadék

! NINC S FOLYADÉK KIÖMLÉS – Kiküszöböli a folyadék kiömlését.

Biztonságos alkalmazás a luer-lock típusú fecskendőnek köszönhetően.

A legjobb védelem a termék véletlen kiömlése ellen az alkalmazás során.

! ÜRES FECSEKENDŐ – A doboz csúcsmínőségű üres fecskendőt tartalmaz.

A dugattyún lévő gumigyűrű tökéletes ellenőrizhetőséget és egyenletes mozgást biztosít a termék felszívása és alkalmazása során.

! KÜLÖNLEGES CSATLAKOZÓ – A palackhoz rögzített csatlakozó különleges.

Nincs szükség további adapterre, mert a fecskendő közvetlenül az üvegen lévő csatlakozóhoz illeszkedik. Nem kell megfordítani a palackot: a belsejében lévő cső által könnyen beviheti a folyadékot a fecskendőbe.



JAVALLATOK



- Segít megtisztítani, felpuhítani és kiszélesíteni a gyökércsatorna dentinfalait

ELŐNYEI



- Semleges pH 7.83±0.01
- Segít a csatorna szélesítésében
- Megnyitja az elmeszesedett csatornákat
- Vízbázisú, nehézség nélkül eljut a gyökércsúcsi részhez és könnyen eltávolítható

IDEIGLENES ANYAGOK

i-PRO^N

Ideiglenes tömőanyag

Önkötő, eugenolmentes, biológiailag semleges, ideiglenes használatra. Az alapját cink-oxid és szintetikus műgyanták képezik, nedvesség jelenlétében köt



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IPMWP	38g fehér
IPMPP	38g rózsaszín



JAVALLATOK



- Ideiglenes tömésekre

ELŐNYEI



- Nem ragadós, tömőműszerrel egyszerű alkalmazás
- Kiváló retenció és könnyű használat
- Könnyű tömöríthetőség
- Kötés után közepes szilárdságú
- Eugenolmentes
- Nem kell keverni, könnyen eltávolítható
- Nyál hatására önkötő

i-PRO[®]LC

Fényrekötő ideiglenes tömőanyag

CSOMAGOLÁS



REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IPLTP	2x4g fecskendő



JAVALLATOK



- Ideiglenes tömésekre

ELŐNYEI



- Ideális ideiglenes tömésekhez rövid és hosszabb időszakokra is
- Gyors és egyszerű eltávolítás egy darabban, így tisztán hagyva az üreget
- Nem sérülnek az előkészítés szélei
- Időtakarékos és gazdaságos
- Tartós és nyálbiztos
- Magas kopásállóság
- Kiváló tapadás
- Eugenolmentes összetétel

SAVAZÓK

i-GEL^N

Foszforsav tartalmú savazógél és folyadék,
37%-os foszforsav, kék



CSOMAGOLÁS

REF TARTALOM / CSOMAGOLÁS

Gél

IGECP	4.3g fecskendő + 5db applikációs csőr
IGEM1	4x1.2ml fecskendő + 10db applikációs csőr
IGEK1	4x4.3g fecskendő + 10db applikációs csőr
IGE12B	12g fecskendő + 10db applikációs csőr
IGE50B	42g fecskendő + 2x4.3g fecskendő + 20db applikációs csőr

Folyadék

IGEGL	5ml folyadék utántöltő
IGE GC	10ml folyadék utántöltő



JAVALLATOK



- Fogzománc és / vagy dentin savazás

ELŐNYEI



- Optimális viszkozitás
- 37%-os foszforsav
- Eltávolítja a felszíni törmelékréteget és megnyitja a dentincsatornák nyílását
- Kiegyensúlyozott kezelési tulajdonságok
- Gyors, hatékony alkalmazás az egyenletes anyagvastagságnak köszönhetően
- Színe könnyen megkülönböztethető a fogétól
- Praktikus Jumbo-fecskendő a fecskendők újratöltésére

RETRAKCIÓS ANYAGOK



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IPU03	i-PAK, #000, 244cm, ultravékony, fekete
IPU02	i-PAK, #00, 244cm, vékony, sárga
IPU01	i-PAK, #0, 244cm, medium, lila
IPU11	i-PAK, #1, 244cm, vastag, kék

! ÚJRAGONDOLT ADAGOLÓVAL

Olló használata nem szükséges: a kupakba beépített rozsdamentes acélpenge tisztán és precízen vág.

Használata biztonságos, a fonal az ujjak veszélyeztetése nélkül, veszteségmentesen darabolható.

A vonalzóbeosztással készített címke könnyű mérést biztosít, amellyel időt takarít meg.



JAVALLATOK

- A fogíny kiszorítására és vérzéscsillapításra a ragasztás előtt és / vagy helyreállítások felhelyezésekor
- Rögzített fogpótlások készítéséhez szükséges lenyomatvételeknél használható
- #1 az elülső fogak előkészítéséhez
- #0 frontfogakhoz, felső fonalként „kétfonalas” technikához
- #00 héjak előkészítése és beragasztása során; vékony, törékeny szövetekkel kapcsolatos helyreállító eljárásoknál
- #000 alsó frontfogakhoz, ínyközeli héjak és szubgingivális héjak beragasztásánál, III., IV., V. osztályú helyreállításoknál, első fonal „kétfonalas” technikához



ELŐNYEI

- A fonal 100%-ban pamutból készült
- Több ezer apró hurokba kötve, hosszú, egymásba kapcsolódó láncokat képez
- Az egyedülálló kötött kivitel gyengéd, folyamatos külső erőt fejt ki a felhelyezést követően azáltal, hogy a kötött hurkok megnyílnának
- Gyors retrakció / rászorítás
- Nem gabalyodik bele a fúró vagy a fonalbehelyező
- Az i-PAK sima kötött fonal használata, mivel a hagyományos fonalaknál jelentősen nagyobb mennyiségű vérzéscsillapítót visz be, gyors szövet összehúzódást és pontos széleket biztosít a minőségi lenyomatvételhez
- Megkönnyíti a könnyű felhelyezést és jobban a helyén marad, mint bármely csavart vagy fonott retrakciós fonal
- Felhelyezéskor összenyomódik, majd kitágul az optimális retrakció érdekében

PROFILAKTIKUS ANYAGOK



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IFCTP	30g durva polírozókrém, menta íz, zöld szín
IFC100	100g durva polírozókrém, menta íz, zöld szín
IFCD1	100×2g egyszeri adag, tégelyes, durva polírozókrém, menta íz, zöld szín
IFMTP	30g közepes polírozókrém, narancs íz, narancs szín
IFMC30	30g közepes polírozókrém, cseresznye íz, piros szín
IFMM30	30g közepes polírozókrém, mangosztán íz, királylila szín
IFMB30	30g közepes polírozókrém, menta rágógumi, gyöngyházfehér szín
IFM100	100g közepes polírozókrém, narancs íz, narancs szín
IFMC100	100g közepes polírozókrém, cseresznye íz, piros szín
IFMM100	100g közepes polírozókrém, mangosztán íz, királylila szín
IFMB100	100g közepes polírozókrém, menta rágógumi, gyöngyházfehér szín
IFMD1	100×2g egyszeri adag, tégelyes, közepes polírozókrém, narancs íz, narancs szín
IFMCD1	100×2g egyszeri adag, tégelyes, közepes polírozókrém, cseresznye íz, piros szín
IFMMD1	100×2g egyszeri adag, tégelyes, közepes polírozókrém, mangosztán íz, királylila szín
IFMBD1	100×2g egyszeri adag, tégelyes, közepes polírozókrém, menta-rágógumi íz, gyöngyházfehér szín
IFFTP	30g finom krém, alma íz, sárga szín
IFF100	100g finom krém, alma íz, sárga szín
IFFD1	100×2g egyszeri adag, tégelyes, finom polírozókrém, alma íz, sárga szín



JAVALLATOK



- Szövettermék, plakk tisztítására, fogkő, zománcfoltok és egyéb lerakódások kezelésére
- A fogfelszín előkészítésére, tisztítására és polírozására helyreállító munkák és fluoridos kezelések előtt

ELŐNYEI



- Friss ízek széles választéka
- Három minőség: durva, közepes, finom
- Egyenletes, fröccsenésmentes munkavégzés
- Könnyen és teljesen leöblíthető
- Egységadagos csészékben kapható

i-SHINE®

Kompozit polírozó paszta



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
ISHP1	4g fecskendő



JAVALLATOK



- Kompozit restaurátumok polírozása, a sima felület és természetes csillogás helyreállítása, a szélek elsimítása, általános megjelenés javítása és a munka hosszú élettartamának biztosítása

ELŐNYEI



- Ultrafinom alumínium-oxid részecskék
- A felület magas fényének biztosítása
- Optimális viszkozitás
- Tixotróp kompozit polírozó paszta
- Hosszantartó, ragyogó fény
- Minden kompozitához használható
- Nagymértékben kiemeli a végső fényt a fogászati kompoziton

FOGKRÉMEK

Symbiodent

Nano hidroxipatittal gyártott
ÖSSZETETT HATÁSÚ fogkrém



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
ISY075	75ml tubus
ISYM1	12x75ml tubus
ISYS10	10ml tubus



JAVALLATOK



○ ÖSSZETETT HATÁSÚ fogkrém

ELŐNYEI



- Javító hatás
- Nano hidroxipatit tartalmú készítmény
- Zománc remineralizáló hatás
- Kellően gyengéd a mindennapi használathoz
- Fluorid tartalma segít megelőzni a fogszuvasodást és erősíti a fogzománcot
- Extra hűsítő menta íz

LENYOMATANYAGOK


i-MPRESS®

C-szilikon lenyomatanyag



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IMPP1	i-MPRESS Putty 910ml + adagoló
IMPL1	i-MPRESS Light Body 140ml, kék
IMPC1	i-MPRESS Universal Activator Gel 30ml, zöld
IMPKC	i-MPRESS Mini készlet, Putty 200ml, Light Body 40ml, Universal Activator 30ml + keverőblokk + adagoló
IMPK1	i-MPRESS készlet, Putty 910 ml, Light Body 140ml, Universal Activator 2x30ml + keverőblokk + adagoló



JAVALLATOK



i-MPRESS Putty

- Első lenyomatanyag a kétlépéses, dupla keveréses, szendvics technikához
- Alapprecíziós lenyomatvételi technikához
- Tanulmányi modellekhez, fogszabályozási modellekhez, harapásregisztrációhoz
- A fogak védőizolására fogpróba során

i-MPRESS Light Body

- Második lenyomatanyag a kétlépéses, dupla keveréses, szendvics technikához
- Korrekciós lenyomatanyag az alaphoz: alapprecíziós technika
- Alábéleléshez használható lenyomatanyag

i-MPRESS Universal Activator

- Katalizátor gél az i-MPRESS Putty-hoz (alap lenyomatanyag) és az i-MPRESS Light Body-hoz (precíziós lenyomatanyag)

ELŐNYEI



- Jó elasztikus tulajdonság eltávolításakor
- Megfelelő szakítószilárdság
- Hidrokompatibilitás a folyadékokkal
- Biokompatibilis
- Kellemes illat

KÜLÖNFÉLE EGYÉB ANYAGOK

i-SPRAY

Tisztító spray kézidarabokhoz



CSOMAGOLÁS

REF TARTALOM / CSOMAGOLÁS

IHCCP 500ml spray



JAVALLATOK



- Könyökdarabokhoz, kézidarabokhoz, elektromos mikromotorokhoz, turbinákhoz, kuplungokhoz, levegős mikromotorokhoz, belső és külső tisztításra
- Használata olajozás előtt ajánlott

ELŐNYEI



- Univerzális
- Feloldja és eltávolítja a szennyeződéseket, törmelékeket a kézidarabból
- Gazdaságos

i-OIL

Fogászati kéziparabfej olajozó



CSOMAGOLÁS

REF TARTALOM / CSOMAGOLÁS

IHSCP	500ml spray
IHACP	Speciális fúvóka kéziparabfekhoz



JAVALLATOK



- Fogászati kéziparabek és légmotorok belső szerkezetéhez és kéziparabek általános karbantartására

ELŐNYEI



- Univerzális
- Kiváló olajozást biztosít
- Magas fokon anyagbarát
- Univerzális fúvóka

Keverőblokkok

Fogászati keverőblokkok



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IB040	5.1 × 5.1 cm, 20 lap
IB041	7.6 × 7.6 cm, 50 lap



JAVALLATOK



- Fogászati anyagok kézi keveréséhez

Eldobható mikroapplikátorok



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IB05R	100 db, normál, kék és világoskék
IB05F	100 db, finom, zöld és világoszöld
IB05U	100 db, ultrafinom, lila és világoslila



JAVALLATOK



- Fogászati anyagok bevitelére

ELŐNYEI



- Higiénikus adagolás
- Kicsi, ellenőrzött mennyiségű anyag beviteléhez, bármilyen szögben meghajlítható, korlátozott hozzáférésű helyeken
- A különböző anyagok azonosításához többféle színű applikátor áll rendelkezésre az eljárás során
- Három pontos fejméret: Normál (2,5 mm), Finom (2,00 mm) és Ultrafinom (1,5 mm)
- Dobozos kiszereelésben kapható

Fogászati vattarollni



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
-----	-----------------------

IBO62	Fogászati vattarollni, #2 medium, 10 mm x 88 mm, 600 db/300g
-------	--



JAVALLATOK



- A fogászati kezelési területhez való hozzáférés megkönnyítése beavatkozásoknál
- Az eljárás során keletkező szájüregi váladék felszívására

i-OCCLUSPRAY

Okklúziós spray



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
-----	-----------------------

IOCKP	75ml, zöld
-------	------------



JAVALLATOK



- A rágófelszíni érintkezések és a koronák, hidak pontos illeszkedésének tesztelésére a páciens szájában vagy a modellen, a koronák és a hidak szájban való végleges rögzítése előtt

ELŐNYEI



- Könnyen adagolható
- A „fólia” vízzel könnyen eltávolítható, maradványmok nélkül

i-BASEWAX

Modellviasz



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
-----	-----------------------

WA125	500g, rózsaszín, regular
-------	--------------------------



JAVALLATOK



- A viaszánc felépítéséhez, a centrális okklúzió megállapítására, az elülső fogak méretének és helyzetének megválasztásához
- A próbafogsor felépítéséhez beállított műfogakkal, a páciens szájába való bepróbáláshoz az okklúziós érintkezések tesztelésére

ELŐNYEI



- Alacsony dermedési zsugorodás
- Méretstabil
- Rugalmas, nem folyik meg

FOGFEHÉRÍTÉS

i-SMILE

Fogfehérítő gél



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
ISMFC	3g fecskendő, 10% karbamid-peroxid, fluoriddal, narancs ízű
ISMK1	4×3g fecskendő, 10% karbamid-peroxid, fluoriddal, narancs ízű
ISNFC	3g fecskendő, 16% karbamid-peroxid, fluoriddal, alma ízű
ISNK1	4×3g fecskendős, 16% karbamid-peroxid, fluoriddal, alma ízű



JAVALLATOK



- Élő fogak otthoni fehéritésére
- Gyökérkezelt fogak otthoni fehéritésére
- Elszíneződött fogak otthoni fehéritésére

ELŐNYEI



- Egyszerűen használható
- Minimálisan invazív kezelés
- Ideális konzisztencia
- Fluoridot tartalmaz
- Mindössze 15 perces viselési idő nappal, vagy akár egész éjszakán át tartóan
- Kétfajta választható fogfehérítő koncentráció: narancs ízű (10%) és alma ízű (16%)

i-BLOCK

Fényrekötő helyfenntartó műgyanta



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IBOTP	3.8g fecskendő + 3db applikációs csőr
IBOK1	4x3.8g fecskendő + 12db applikációs csőr



JAVALLATOK



- Tartalék hely készítés a fehérítő sín számára
- Gipszmodell javításokhoz
- Egyéb laboratóriumi munkákhoz

ELŐNYEI



- A termék kellően viszkozus és lehetővé teszi az egyszerű alkalmazást, valamint a lefedni kívánt hely ellenőrzését
- Rendkívül jól tapad és ezáltal izolál
- Könnyen eltávolítható
- Kék színanyaga által könnyen észrevehető

FOLYÉKONY KOFFERDAM



CSOMAGOLÁS

REF	TARTALOM / CSOMAGOLÁS
IDABP	3.5g fecskendő, kék színű + 3db applikációs csőr
IDAM1	4x1.2ml fecskendő, kék színű + 10db applikációs csőr
IDABK	4x3.5g fecskendő, kék színű + 10db applikációs csőr
IDAGP	3.5g fecskendő, zöld színű + 3db applikációs csőr
IDAM2	4x1.2ml fecskendő, zöld színű + 10db applikációs csőr
IDAGK	4x3.5g fecskendő, zöld színű + 10db applikációs csőr



JAVALLATOK



- Fogínyzövetek izolálására olyan esetekben, amikor a klinikai eljárások során használt termékekkel való érintkezés esetén fennáll az irritáció veszélye (pl. rendelői fehéritő munka)
- Kavitás preparáció vagy endodonciai kezelés esetén az izolálás kiegészítésére és jobb tétele érdekében
- A szájüreg védelmére, illetve az alámenős területek megszüntetésére lenyomatvételtkor

ELŐNYEI



- A termék kellően viszkózus és lehetővé teszi az egyszerű alkalmazást, valamint a lefedni kívánt hely ellenőrzését
- Fényrekötő, nem melegedő folyékony-barrier és blokkoló műgyanta
- Megkötés közben hideg marad a nagyobb kényelem érdekében
- Kiváló tapadás az inyen, helyben marad, nem folyik el
- Könnyen eltávolítható
- Nincs ínyszövet irritáció
- Kék vagy zöld szín
- Megkeményedés után is rugalmas marad
- Szakadásálló
- Nedvességbarát kémiai összetétel
- Fehéritő sín készítésekor a gipszmintához is tapad



Az Ön i-dental partnere:

